

# LIDAL

# Eextranet

Manuel utilisateur

Retrouvez vos résultats d'analyses.





# sommaire

**1.** IDENTIFICATION

**2.** AFFICHAGE

**3.** CONSULTATION

EXPORT **4**


## Retrouvez vos résultats d'analyses sur :

laboratoire-lidal.fr et cliquez  
sur le bouton «USER»



OU

<https://extranet.laboratoire-lidal.fr/>



# 1.

## IDENTIFICATION

# LIDAL



Bienvenue sur l'extranet de  
présentation des résultats du  
laboratoire **Lidal**

Merci de saisir vos identifiants



Vous avez oublié votre mot de passe ? [Cliquez ici](#)

Saisissez votre identifiant ainsi que le mot de passe communiqué.

A la première connexion, on vous demandera de changer celui-ci afin de mettre le votre

## Modifier Mot de passe

Votre mot de passe à expiré veuillez le modifier

Mot de passe 

Confirmer mot de passe 

Les mots de passe doivent contenir 12 caractères au minimum. Ils doivent contenir au moins un caractère dans 3 catégories parmi les 4 possibles : Majuscules Minuscules Chiffres Caractères spéciaux Ils expirent au bout de 90 jours. Quand on change de mot de passe, il doit être différent des 3 derniers utilisés.

Modifier

Annuler

## 2. AFFICHAGE

**LIDAL** 

Liste des Dossiers Afficher 10 lignes

P.J	Dossier	Propriétaire	Preleveur	Date réception	Date analyse	Nombre d'échantillons
<a href="#">Détails</a>	Test.1062	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)		14/05/2020 10:58:56	14/05/2020 11:01:30	6
<a href="#">Détails</a>	A20.2798	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 09:51:58	26/02/2020 17:28:28	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2799	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 09:54:32	26/02/2020 12:19:07	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2812	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:44:43	26/02/2020 12:23:53	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2814	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:53:46	26/02/2020 12:24:13	3
<a href="#">Détails</a>	A20.2815	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:55:13	26/02/2020 12:24:13	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2816	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:57:54	26/02/2020 12:19:07	1

1 - 7 de 7 lignes préc 1 suiv

Profondeur :


Type Export  Page courante  Toutes les pages

Format Export  XLS  XLSX

Seul les résultats validés scientifiquement présents sur le rapport d'essai font foi.

© 2020 - LIMSEO Application

Les icones en haut permettent d'accéder à différentes présentations :



L'affichage pour les différents écrans est limité à 10 lignes par page



Vous pouvez changer et utiliser l'ascenseur pour parcourir les données






Vous pouvez changer de page en cliquant sur




Vous avez aussi la possibilité de limiter les informations sélectionnées en choisissant la profondeur, c'est-à-dire l'historique de vos résultats

Profondeur :

Dans toutes les vues, vous pouvez changer l'ordre des colonnes en les faisant glisser après les avoir sélectionnées



Date analyse	Noml
14/05/2020 11:01:30	6
26/02/2020 17:28:28	1



Date analyse	Preleveur	D
14/05/2020 11:01:30		1
26/02/2020 17:28:28	RAAU	2
26/02/2020 12:19:07	RAAU	2
26/02/2020 12:23:53	RAAU	2
26/02/2020 12:24:13	RAAU	2
26/02/2020 12:24:13	RAAU	2
26/02/2020 12:19:07	RAAU	2

Si vous mettez une colonne avant la barre de séparation, cette colonne restera fixe lors du parcours des résultats sur la droite



Echantillon	Référence client	P.J	Produit	Date réception
▼   Contient...	▼   Contient...	▼   Contient...	▼   Contient...	▼   Le...
A20.2814.3			A_AUTRES_5	02/26/2020 11:53:
A20.2798.1			A_EAUX_RESEAU	02/26/2020 09:51:
A20.2799.1			A_EAUX_RESEAU	02/26/2020 09:54:
A20.2816.1			A_EAUX_RESEAU	02/26/2020 11:57:
A20.2814.2			A_ECOUVILLON	02/26/2020 11:51:
A20.2815.1			A LAME DE SURF...	02/26/2020 11:55:

Il est aussi possible de filtrer les résultats

Pour un champs date :


En cliquant sur la flèche

The image shows a table with columns 'Date réception' and 'Etat'. A dropdown menu is open for the 'Date réception' column, displaying a list of filter options. A hand icon indicates the user is clicking on the dropdown arrow. The filter options include 'Effacer le filtre', 'Le', 'Pas le', 'Après', 'Avant', 'Aujourd'hui', 'Hier', 'Ce mois', 'Mois précédent', 'Mois suivant', 'Cette année', 'Année précédente', and 'Année suivante'. The table data shows two rows with dates: '02/26/2020 11:53:46' and '02/26/2020 09:51:58'.

Date réception	Etat
02/26/2020 11:53:46	
02/26/2020 09:51:58	E

- Le...
- Effacer le filtre
- Le
- Pas le
- Après
- Avant
- Aujourd'hui
- Hier
- Ce mois
- Mois précédent
- Mois suivant
- Cette année
- Année précédente
- Année suivante


Pour un champs texte



On peut ensuite mettre le texte du filtre sur la droite



En cliquant sur n'importe quelle entête de colonne, vous accédez à un menu qui permet de trier, masquer,..



# 3. CONSULTATION



Par produits

Cela permet de regrouper les analyses effectuées par type de produit

## Liste des produits

	Produit	Libellé	Nombre d'
▼   Est ég ▼   Contient...		▼   Contient...	▼   Contien
<a href="#">Détails</a>	A_AUTRES_5	Tous les produits solides autres que ceux déjà existants	1
<a href="#">Détails</a>	A_EAUX_RESEAU	Eaux de réseaux	3
<a href="#">Détails</a>	A_ECOUVILLON	Ecouvillons	1
<a href="#">Détails</a>	A_LAME_DE_SURF...	Prélèvement sur lame de surface	1
<a href="#">Détails</a>	A_TRAITEUR_10	Produits crus totalement ou partiellement à base de féculents et légumes cuits.	7
<a href="#">Détails</a>	AB_FROMAGE_2	Fromages au lait cru à croûte lavée (reblochon,abondance,comté,beaufort,livarot,pont l'Evêque)	1

En cliquant sur Détail, on obtient les échantillons du type de produits choisis

### Résultats du produit A\_EAUX\_RESEAU

Annexes 10										
Echantillon	P.J	Produit	Date réception	Etat	Ammonium (NH4) (mg NH4/...	Aspect (Examen visuel)	Carbone organique total (COT) (mg/L C)	Chlorures (Cl) (mg/l)	Cohérence P1 (%)	Coliformes totaux (UFC/l)
A20.2798.1		A_EAUX_RES...	02/26/2020 09:51:58	En analyse	<0.01	Présence	2.00	10	-58.7	
A20.2799.1		A_EAUX_RES...	02/26/2020 09:54:32	En analyse	0.01	Acceptable				
A20.2816.1		A_EAUX_RES...	02/26/2020 11:57:54	Validé	0.90	Acceptable		251	-75.2	

Par dossiers (page par défaut lors de la connexion)



## Liste des Dossiers

PJ	Dossier	Propriétaire	Preleveur	Date réception	Date analyse	Nombre d'échantillons
<a href="#">Détails</a>	Test.1062	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)		14/05/2020 10:58:56	14/05/2020 11:01:30	6
<a href="#">Détails</a>	A20.2798	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 09:51:58	26/02/2020 17:28:28	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2799	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 09:54:32	26/02/2020 12:19:07	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2812	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:44:43	26/02/2020 12:23:53	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2814	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:53:46	26/02/2020 12:24:13	3
<a href="#">Détails</a>	A20.2815	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:55:13	26/02/2020 12:24:13	1
<a href="#">Détails</a>	A20.2816	LABORATOIRE LIDAL - TEST (113220)	RAAU	26/02/2020 11:57:54	26/02/2020 12:19:07	1

En cliquant sur Détail, on obtient les échantillons du dossier choisi

## Résultats du dossier A20.2798

Echantillon	PJ	Produit	Date réception	Etat	Ammonium (NH4) (mg NH4/...	Aspect (Examen visuel)	Carbone organique total (COT) (mg/L C)
A20.2798.1		A_EAUX_RES...	02/26/2020 09:51:58	En analyse	<0.01	Présence	2.00



Par résultats échantillons

## Résultats des échantillons

Echantillon	P.J	Référence client	Produit	Date réception	Etat	Ammonium (NH4) (mg NH4/...	Aspect (Examen visuel)	Carbone organique total (COT) (mg/L C)
▼   Contient...	▼   Contix	▼   Contient...	▼   Contient...	▼   Le...	▼   Contient...	▼   Contient...	▼   Contient...	▼   Contient...
A20.2814.3			A_AUTRES_5	02/26/2020 11:53:46	Validé			
A20.2798.1			A_EAUX_RESEAU	02/26/2020 09:51:58	En analyse	<0.01	Présence	2.
A20.2799.1			A_EAUX_RESEAU	02/26/2020 09:54:32	En analyse	0.01	Acceptable	
A20.2816.1			A_EAUX_RESEAU	02/26/2020 11:57:54	Validé	0.90	Acceptable	
A20.2814.2			A_ECOUVILLON	02/26/2020 11:51:39	Validé			
A20.2815.1			A_LAME_DE_SURF...	02/26/2020 11:55:13	Validé			
A20.2814.1			A_TRAITEUR_10	02/26/2020 11:49:38	Validé			
A20.2812.1			AB_FROMAGE_2	02/26/2020 11:44:43	Validé			
Test.1062.6		Couscous boulette	A_TRAITEUR_10	05/14/2020 10:58:56	Validé			
Test.1062.3		Salade marocaine	A_TRAITEUR_10	05/14/2020 10:58:56	En analyse			

1 - 10 de 14 lignes

Dans cette vue, tous les échantillons sont présentés quelque soient les types d'analyses

A tout moment dans une vue, vous pouvez exporter les données affichées à l'écran

The screenshot shows a white panel with a light green border. It contains two sections: 'Type Export' and 'Format Export'. Under 'Type Export', there are two radio buttons: 'Page courante' (selected) and 'Toutes les pages'. Under 'Format Export', there are two radio buttons: 'XLS' (selected) and 'XLSX'. To the right of these sections is a grey 'Exporter' button.


*Attention, par défaut « Page courante » est sélectionnée donc seule la sélection en cours sera exportée (page en cours)  
Pour avoir l'ensemble des pages, cliquez sur « Toutes les pages »*

En cliquant sur Exporter,

This screenshot is similar to the one above, but with a hand cursor pointing at the 'Exporter' button. Below the settings panel, there is a text area containing the text: 'Seul les résultats validés scientifiquement présents sur le rapport d'essai font'. At the bottom of the interface, a file explorer bar shows a file named 'Echantillons260520....xls' with an upward arrow next to it.

Le fichier est téléchargé sur le poste. On peut le voir apparaître dans la barre du navigateur.

Le fichier est présent dans le répertoire Téléchargements du poste



Si un rapport est disponible au téléchargement, une icône apparaît dans la colonne PJ

En cliquant sur l'icône, une fenêtre s'ouvre vous aurez accès aux différents rapports en pdf.

En cliquant dessus, celui-ci se télécharge

